

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Magnesio



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Magnesio HI96754-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96752. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de magnesio compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $100 \pm 5$  mg / L de magnesio a 25oC

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0 y 100 mg / L de magnesio.
Cantidad	1 juego