

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Oxígeno Disuelto



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Oxígeno Disuelto HI96732-11, proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil compatible con HI96732. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96732.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 5.0 ± 0.4 mg / L de oxígeno disuelto a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.0 y 5.0 mg / L de oxígeno disuelto.
Cantidad	1 juego