

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo HI96718-11 permiten al usuario calibrar y validar fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis, que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de yodo compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 2.5 ± 0.2 mg / L de yodo a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.0 y 2.5 mg / L de yodo.
Cantidad	1 juego