

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Zinc



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Zinc HI96731-11, ofrecen una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96731 compatible. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96731.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de $1,50 \pm 0,020$ mg / L de zinc a 25°C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 1.50 mg / L zinc.

Cantidad 1 juego