

## Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" para turbidímetro HI88713, 0.1, 15, 100, 750 y 2000 NTU



Los estándares de Calibración de Turbidez HI88713-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar medidores de turbidez que tienen un rango de 0 a 1000 FNU y un rango de 0.00 a 4000 NTU. Los estándares de calibración de turbidez de HANNA se suministran con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez adecuado.

- Se suministra con certificado de análisis
- Valores estándar de <math>0.10, 15, 100, 750</math> FNU y 2000 NTU
- Reutilizable

El conjunto de patrones HI88713-11 incluye los 5 estándares sellados: <math>0.10, 15, 100, 750</math> FNU y 2000 NTU.

Referencia: -

**Paquete** estándares sellados: <math>0.10, 15, 100, 750</math> FNU y 2000 NTU

**Cantidad** 1 juego