

## Lisímetro de succión



El lisímetro de succión HI83900 se utiliza para extraer soluciones de suelo para el análisis químico de nutrientes importantes para el crecimiento de las plantas. El HI83900 permite al usuario controlar fácilmente el nivel de nutrientes de los fertilizantes, como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

- Tres longitudes de tubo disponibles para extracción a cualquier profundidad: 30 cm, 60 cm y 90 cm.
- Tapón cerámico sinterizado
- Recolección de muestras a nivel raíz para resultados precisos

Referencia: -

Información sobre pedidos

Incluye tubo de caucho capilar con tapa de goma y pinza para dedo, kit de inicio de solución de limpieza (120 ml), jeringa de 30 ml e instrucciones.