

Medidor portátil TDS (0,0 mg / L a 19,99 g / L) compensación manual temperatura



Referencia: -

Rango TDS	0.0 a 199.9 mg / L (ppm); 0 a 1999 mg / L (ppm); 0.00 a 19.99 g / L (ppt)
Resolución TDS	0,1 mg / l (ppm); 1 mg / l (ppm); 0.01 g / L (ppt)
Exactitud TDS	± 1% FS (excluyendo error de sonda)
Calibración TDS	manual, un punto a través del mando TDS
Compensación de temperatura	manual de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) con $\alpha = 2\% / ^\circ \text{C}$
Factor TDS	0.5
Electrodo / Sonda	HI76301D Sonda de conductividad de cuatro anillos con conector DIN y cable de 1 m (3.3 ') (incluido)

Tipo de batería / Vida útil	9V / aproximadamente 100 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95%
Dimensiones	145 x 80 x 36 mm
Peso	230 g
Información sobre pedidos	HI8734 se suministra con la sonda de conductividad HI76301D, el sobre de la solución de calibración, la batería y el manual de instrucciones de la solución de calibración HI70032 1382 mg / L (ppm).