

Tester de pH / Temperatura





El medidor de pH HI98107 y HI98108 son pHmetros de bolsillo con sensor de temperatura incorporado. La operación simplificada de dos botones proporciona un botón para Encendido / Apagado y el otro para la calibración. Al ser ligeros y de una longitud de 17cm, son ergonómicos y caben cómodamente en la mano.

- Rango: 0 a 14
- Unión de tela extraíble para prolongar la vida útil del electrodo de pH
- Compensación automática de temperatura
- Para uso en agua dulce

Tanto el HI98107 como el HI98108 se suministran con sobre de solución de limpieza de electrodos, sobre de solución tampón de pH 4,01, sobre de solución tampón de pH 7,01 (2), pila, instrucciones y certificado de calidad.

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

HI98107

HI98108



pH Rango 0,0-14,0 pH 0,00-14,00 pH

Resolución 0.1 0.01 Precisión 25° C ± 0.1 ± 0.10

Calibración Automático en uno o dos puntos (pH 4.01,

7.01, 10.01)

Temperatura Rango 0,0-50,0°C

Resolución 0.1° C Precisión(25°C ±0.5°C

Especificacion Compensación Automática, de 0ºC a

es adicionales T^a 50°C

Bateria CR2032 3V Li-ion

aprox. 800Horas de

uso continuo

Auto apagado 7 min,60 minutos o

puede ser desactivado

Peso 75q

Información deAmbos equipos vienen con, una batería CR2032, solución **envío** tampón pH 4,01 (20 ml), solución tampón pH 7,01 (2x20 ml),

solución limpiadora del electrodo (20 ml), tapa protectora/almacenamiento, certificado de calidad,

instrucciones de uso y caja