

pHmetro portátil (pH/ mV/ Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de acero inoxidable de penetración



El HI98165 es un medidor de pH portátil, robusto, resistente al agua que mide el pH y la temperatura utilizando el electrodo de pH F2423, específico para medir en queso. Este medidor profesional e impermeable cumple con los estándares IP67.

- Conector de conexión rápida DIN
- Conexión USB para transferencia de datos
- Botón HELP de ayuda

El phmetro HI98164 se suministra con todos los accesorios necesarios para realizar una medición de pH / temperatura en un robusteza, un paquete de transporte que mantiene seguros los medidores, las sondas y las soluciones de calibración.

Referencia: -

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| MEDIDOR PORTATIL DE pH PROFESIONAL PARA QUESO | |
| HI98165 | |
| pH | Rango |
| | Resolución |
| | Precisión |
| | Calibración |
| | Compensación de temperatura |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| mV | Rango |
| | Resolución |
| | Precisión |
| Temperatura | Rango |
| | Resolución |
| | Precisión |
| Especificaciones Adicionales | Electrodo pH |
| | Pendiente de calibración |
| | Impedancia de entrada |
| | Log on demand |
| | Conexión PC |
| | Tipo de batería/ vida |
| | Apagado automático |
| | Ambiente |
| | Dimensiones |
| | peso |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre pedidos | Se suministra con electrodo de pH corporal FC2423 PVDF, solución tampón HI7004M pH 4.01 (230 ml), solución tampón HI7007M pH 7.01 (230 ml), solución de limpieza de electrodos HI700642 para bolsa de residuos de queso (2), vaso de precipitados plástico de 100 ml (2), Baterías AA de 1.5V (4), software para PC HI92000, cable micro USB HI920015, manual de instrucciones con guía de inicio rápido, certificado de calidad del instrumento y estuche rígido HI720165. |
| Garantía | 2 años (Sonda 6 meses) |