

## Portasondas multisensor para multiparamétrico HI9828, 100 m



Referencia: -

Cuerpo	abdominales
Profundidad	20 m
Dimensiones	L = 270, diámetro = 46 mm
Ambiente de muestra	dulce, salobre, agua de mar
Protección a prueba de agua	IP68
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5.00 a 55.00 ° C; 23.00 a 131.00 ° F; 268.15 a 328.15 K
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 ° C
Trapos	Nylon
Juntas tóricas	EPDM
Proteger	ABS / 316 SS
Peso	750 g
Sensor de temperatura	316 SS
Cable	Cable blindado multiconductor multiconductor con resistencia interna nominal para uso intermitente de 68 kg
Aplicaciones	Ambiental, Tratamiento de Aguas Residuales, Análisis

de Aguas, Industriales,  
Acuicultura.