

Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829



La HI7629829 es un portasondas con capacidad de registro automático para ser utilizado con el medidor portátil multiparamétrico HI9829. Los sensores son reconocidos automáticamente por la sonda y el medidor cuando están conectados. El reemplazo del sensor es rápido y fácil con conectores tipo tornillo reemplazables en campo que están codificados por colores para una fácil identificación del sensor. La sonda presenta un cable blindado multiconductor con longitudes disponibles de 4 m, 10 m, 20 m y 100 metros. Su resistente diseño a prueba de agua la hace ideal para ser utilizada en el campo.

- Protección impermeable IP68
- Longitud del cable: 4m, 10m, 20m o 100m

Referencia: -

Sonda	HI7629829
Entradas de sensores	3 (pH o pH / ORP o ISE, DO, EC)
Ambiente de muestra	Fresca, salobre, agua de mar.
Protección a prueba de agua	IP68
Temperatura de funcionamiento	-5 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Profundidad máxima	20 m
Dimensiones (sin cable)	442 mm, diámetro = 46 mm
Longitud de cable	4 m, 10 m, 20 m o 100 metros
Especificación del cable	Cable blindado

multiconductor con
resistencia interna
clasificado para uso
intermitente

Materiales mojados

Cuerpo: ABS, Juntas
tóricas: EPDM, Pantalla:
ABS / 316 SS, Sonda de
temperatura: 316 SS,
Roscas: Nylon