

Reactivo Amonio rango bajo (0 a 3,00 mg/L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI700 de Amonio Rango bajo

- Reactivo líquido, 2 botes
- Para realizar 25 test de amonio rango bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas
Cantidad	25 test
Método	adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental D1426-93, Método Nessler. La reacción entre el amoníaco y los reactivos provoca un tinte amarillo en la muestra.
Proposición 65	ADVERTENCIA : este producto puede exponerse a sustancias químicas, como mercurio y compuestos de mercurio, que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.