

Reactivo Amonio rango medio (0 a 9,99 mg/L) 25 tes



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI715 de Amonio Rango medio

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de amonio rango medio
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	25 pruebas
Método	adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-93, Método Nessler. La reacción entre el amoníaco y los reactivos provoca un tinte amarillo en la muestra.
Proposición 65	ADVERTENCIA : este producto puede exponerse a sustancias químicas, como mercurio y compuestos de mercurio, que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.