

## Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L





HI937521-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Calcio (0 a 400 mg/L) mediante un fotómetro de sobremesa y o portátil compatible de HANNA instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de caducidad y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 50 test HI937521-01 y 150 test HI937521-03

Referencia: -

Paquete frascos cuentagotas

Cantidad

50 o 150

Método

Adaptación del método del oxalato. La reacción entre el calcio y los reactivos provoca un tinte azul en la

muestra.