

## Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400 0 a 150 mg/L)



HI93752-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93752-01 y 300 test HI93752-03

Referencia: -

Cantidad 100 pruebas (50 pruebas de Ca y 50 pruebas de Mg)

Paquete botellas

Método Para Calcio:  
Adaptación del método Oxalato. Para el magnesio:  
Adaptación del método Calmagite.