

Reactivo Cloro Libre DPD (0 a 2,5 mg/L) 25 test





Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI701 de Cloro libre

- Sobres de reactivo polvo DPD
- Para realizar 25 test de cloro libre
- Conservar en ambiente seco
- Disponible reactivo líquido de cloro libre

Referencia: -

Paquete Sobres Cantidad 25 test

Método adaptación del método

330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos causa un tinte rosado en la

muestra.