

Reactivo Cobre rango alto (0 a 5 mg/L) 25 test





Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI702 de Cobre rango alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de cobre rango alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete

paquete

Cantidad Método 25

Adaptación del método EPA. La reacción entre el

cobre y el reactivo bicincininato causa un tinte púrpura en la

muestra.