

## Reactivo Cobre rango alto (0 a 5 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI702 de Cobre rango alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de cobre rango alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	paquete	
Cantidad		25
Método	Adaptación del método EPA. La reacción entre el cobre y el reactivo bicincinato causa un tinte púrpura en la muestra.	