

Reactivo Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI729 de Fluoruros Rango bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de fluoruros rango bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	25 pruebas
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método SPADNS.