

Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) N° de test : 100



HI93717-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93717-01 y 300 test HI93717-03

Referencia: HI93717-01

Paquete	frascos cuentagotas y paquetes
Cantidad	100
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de aminoácidos. La reacción entre el fosfato y los reactivos provoca un tinte azul en la muestra.