

Reactivo Fosfatos rango bajo (0 a 2,5 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI713 de Fosfatos rango bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de fosfatos rango bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, Método del ácido ascórbico. La reacción entre el fosfato y el reactivo provoca un tinte azul en la muestra.