

Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L)



HI93706-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica del fósforo. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93706-01 y 300 test HI93706-03

Referencia: -

| | |
|----------|---|
| Paquete | frascos cuentagotas y paquetes |
| Cantidad | 100 |
| Método | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de aminoácidos. La reacción entre el fosfato y los reactivos provoca un tinte azul en la muestra. |