

Reactivo Fósforo agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test





Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI736 de Fósforo agua marina rango ultra bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de fósforo rango ultra bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete bolsitas

Cantidad 25

Método Adaptación de los Métodos

Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, Método del ácido ascórbico. La reacción entre el fósforo y el reactivo provoca un tinte azul en la

muestra.