

## Reactivo Fósforo rango alto (0 a 15,0 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI706 de Fósforo Rango alto

- Sobres de reactivo polvo y reactivo líquido
- Para realizar 25 test de fósforo rango bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Cantidad

25 test

Método

Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Heteropolymolybdenum Blue. La reacción entre el fósforo reactivo y el reactivo provoca un tinte azul en la muestra.