

Reactivo Líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO₃)



HI93755-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO₃). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93755-01 y 300 test HI93755-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas
Cantidad	100
Método	Método colorimétrico. La reacción entre provoca un tinte verde en la muestra.