

Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/L (5,0





Botellas de reactivo líquido de Cloro Libre DPD para uso en fotómetros y minifotómetros.

- Para realizar 300 test de cloro libre
- Disponible opción HS93701-F1 con 100 test
- Conservar en ambiente seco
- Disponible reactivo polvo de cloro libre

Referencia: -

Formato botellas cuentagotas

Rango 0.00 a 5.00 mg/L de Cl2

Cantidad 300 test

Método Adaptación del método 330.5 de

USEPA y del Método estándar

4500-Cl G.