

Reactivo Líquido Cloro Total DPD 0,00 a 3,50 mg/ L (5,00 mg/ L) 300 test



¡NUEVO FORMATO! HANNA apuesta por la sostenibilidad y muestra de ello es el nuevo formato de nuestros reactivos de Cloro Total. Mismo número de determinaciones en menos envases.

Botellas de reactivo líquido de Cloro Total DPD para uso en Checker HANNA HI711 y fotómetros HANNA que miden Cloro Total.

- Para realizar 300 test de cloro total
- Conservar en ambiente seco
- Disponible reactivo polvo de cloro libre

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas
Cantidad	300 test de cloro libre o total.
Método	Adaptación del método 330.5 de USEPA y del Método estándar 4500-Cl G.