

Reactivo líquido Dureza Cálcica (0,00 a 2,70 mg/L)





HI93720-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Dureza Cálcica. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93720-01 y 300 test HI93720-03

Referencia: -

Paquete frascos cuentagotas

Cantidad 100 pruebas

Método Adaptación de los Métodos Estándar

para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método calmagite. La reacción entre el calcio y los reactivos provoca un

tinte rojo en la muestra.