

Reactivo Líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L)



HI93719-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93719-01 y 300 test HI93719-03

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª ed., método colorimétrico.