

## Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L)



HI93739-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93739-01 y 300 test HI93739-03

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método EPA 340.1 y del método SPADNS.