

Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L)



HI93714-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93714-01 y 300 test HI93714-03

Referencia: -

Paquete	paquete	
Cantidad		100
Método	Métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, 18ª edición, método de piridina-pirazalona	