

## Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo, 100 test



HI95762-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Sobres de reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI95762-01 y 300 test HI95762-03

Referencia: -

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Paquete  | paquetes                                           |
| Cantidad | 100                                                |
| Método   | Adaptación<br>del Método<br>Estándar<br>4500-Cl G. |