

## Reactivo polvo Cloro Total, rango ultra alto



HI95771-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Sobres de reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI95771-01 y 300 test HI95771-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 test / 300 test
Método	Adaptación de métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales, 20 <sup>a</sup> edición, 4500-Cl