

Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L)



HI93702-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica del cobre. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93702-01 y 300 test HI93702-03

Referencia: -

| | |
|----------|---------------------------|
| Paquete | paquete |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Método | método de bi cinchoninato |