

## Reactivo polvo Cobre , 100 test



HI95747-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI95720-01 y 300 test HI95720-03

Referencia: -

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Paquete  | paquete                                                     |
| Cantidad | 100                                                         |
| Método   | Adaptación del método bicinchoninato aprobado por la USEPA. |