

## Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L)



HI93730-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93730-01 y 300 test HI93730-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100
Método	método del ácido mercaptoacético
Proposición 65	<b>ADVERTENCIA</b> : Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el cloroformo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.