

## Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L)



HI93726-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93726-01 y 300 test HI93726-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método fotométrico. La reacción entre el níquel y el reactivo provoca un tinte azul en la muestra.