

## Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L)



HI93740-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 50 test HI93740-01 y 150 test HI93740-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas y paquetes
Cantidad	50
Método	Adaptación del método 1-(2-piridilazo) -2-naftol (PAN). La reacción entre el níquel y los reactivos provoca un tinte naranja en la muestra.