

## Reactivo polvo Nitritos



HI93707-0x y HI93708-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Nitritos en rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) los primeros y en rango alto (0 a 150 mg/L) los segundos. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 y 300 test.

Referencia: -

Paquete	paquete	
Cantidad		100
Método	Adaptación del método de diazotización EPA 354.1. La reacción entre el nitrito y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra.	