

Reactivo polvo Sílice rango alto (0 a 200 mg/ L SiO₂) 100 test



HI96770-01 son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO₂) ,100 test. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Sobres de reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Se suministra reactivo para 100 test

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 pruebas
Método	Método 370.1 de USEPA y Método estándar 4500-SiO ₂ C