

## Reactivo polvo Sílice rango alto (0 a 200 mg/ L SiO<sub>2</sub>) 100 test



HI96770-01 son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO<sub>2</sub>) ,100 test. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Sobres de reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Se suministra reactivo para 100 test

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 pruebas
Método	Método 370.1 de USEPA y Método estándar 4500-SiO <sub>2</sub> C