

## Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L





HI93751-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Sulfatos (0 a 150 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93751-01 y 300 test HI93751-03

Referencia: -

Paquete paquete

Cantidad 100

Método El sulfato se precipita con cristales de cloruro de

bario. Se mide la absorción de luz de la suspensión.