

Reactivo Potasio (0,0 a 10,0 10 a 100 mg/L)



HI93750-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93750-01 y 300 test HI93750-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas y paquetes
Cantidad	100
Método	Adaptación del método del tetrafenilborato. La reacción entre el potasio y el reactivo provoca turbidez en la muestra.
Proposición 65	ADVERTENCIA : este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el formaldehído (gas), que según el estado de California causa cáncer, y el metanol, que según el estado de California causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.