

Refractómetro digital (0 a 27 °Baumé)



¡Llévate el refractómetro HI96812 por 230€ (habitual 260€) hasta el 31/08/2025!

El refractómetro HI96812 es un medidor digital resistente y portátil diseñado para medir el vino y el mosto con azúcar (° Baumé). El refractómetro HI96812 presenta una alta precisión de ± 0.1 ° Baumé y operación simple de dos botones: un botón para calibrar y otro para tomar una medición.

- Tamaño de la muestra: 2 gotas (100 μ l)
- Compensación automática de temperatura ,
- Tiempo de respuesta rápido, 1,5 segundos

El refractómetro HI96812 se suministra completo con pipeta, pila de 9 V y manual de instrucciones.

Referencia: HI96812

Rango de contenido de azúcar 0 a 28 ° Baume

Resolución de contenido de azúcar 0.1 ° Baume

Precisión del contenido de azúcar ± 0.1 ° Baume
(@ 25°C)

Rango de temperatura 0 a 80 ° C

Resolución de temperatura 0.1 ° C

Exactitud de la temperatura	$\pm 0.3^{\circ} \text{C}$
Compensación de temperatura	automático entre 10 y 40 ° C
Tiempo de medición	aproximadamente 1.5 segundos
Volumen mínimo de muestra	100 μ L (para cubrir el prisma totalmente)
Fuente de luz	LED amarillo
Celda de muestra	anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio de sílex
Apagado automático	después de tres minutos de inactividad
Grado de protección	IP65
Tipo de batería / vida	9V / aproximadamente 5000 lecturas
Dimensiones y peso	192 x 102 x 67 mm / 420 g
Información sobre pedidos	HI96812 se suministra con pipeta, batería y manual de instrucciones
Garantía	2 años