

Sensor OD para multiparamétrico portátil HI9829



Es una sonda digital galvánica de oxígeno disuelto para el portasondas (HI7609829) del medidor multiparamétrico HI9829. Conexión Screw al HI7609829 y codificación por colores para fácil identificación.

- Cuerpo ABS blanco
- Profundidad 20 metros

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Sensor	HI 7609829-2
Descripción	Sensor de OD
Tipo de medida	DO (% de saturación y concentración)
Rango de medición	0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 mg / L
Rango de temperatura	-5 a 55 ° C
Código de color	blanco
Propina	cat / an: Ag / Zn
Unión	membrana de polietileno de alta densidad
Cuerpo	ABS blanco superior
Mantenimiento	HI7042S (electrolito DO)
Dimensiones	99 x 17 mm
Profundidad	20 m

