

## Set reactivos de cobre para vino, 20 test



El HI83740-20 son reactivos para la determinación colorimétrica del cobre en muestras de vino. Hay suficientes reactivos para 20 pruebas para utilizar con el fotómetro portátil HI83740.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Se suministra reactivo para realizar 20 test
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

Paquete	Botellas
Cantidad	20 pruebas
Método	La reacción entre el cobre y los reactivos provoca un tinte púrpura en la muestra.