

## Solución calibración CE 1413 microS/cm



Soluciones estándar de conductividad de 1,413  $\mu\text{S} / \text{cm}$  que se preparan utilizando una solución de cloruro de potasio trazable a NIST.

- Las soluciones de conductividad de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.
- La línea de estándares de conductividad de Hanna ha sido especialmente formulada para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.
- Tabla de temperatura del valor real de  $\mu\text{S} / \text{cm}$  a varias temperaturas impresas en cada botella
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad

Diferentes presentaciones de esta solución, en botella de 230mL, 460mL, en sobres de 20ml y soluciones certificadas y FDA.

Referencia: -

$\mu\text{S} / \text{cm}$  a 25 ° C      1413  $\mu\text{S} / \text{cm}$

Paquete      botellas

tamaño      230 ml

Cantidad      1

Certificado de análisis      No