

## Solución estándar Calcio 0,1M, 500 ml



HI4004-01 es una botella de 500 ml de solución estándar de calcio 0.1M de calidad superior.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Estándar de calcio 0.1M
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: -

Moles / Litro (M) a 25 ° Calcio 0.1M

C

Paquete                      botellas

tamaño                      500 ml

Cantidad                      1

Certificado de análisis No