

Solución estándar Dióxido Carbono 500 ml



HI4005-01 es una botella de 500 ml de solución estándar de dióxido de carbono 0.1M de calidad superior.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Estándar de dióxido de carbono 0.1M
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: -

Moles / Litro (M) a 25 ° C	Dióxido de carbono
	0.1M
Paquete	botellas
tamaño	500 ml
Cantidad	1
Certificado de análisis	No