

Solución estándar Dióxido Carbono 500 ml Concentración : 0 - 1M



HI4005-01 es una botella de 500 ml de solución estándar de dióxido de carbono 0.1M de calidad superior.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Estándar de dióxido de carbono 0.1M
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: HI4005-01

Moles / Litro (M) a 25 ° C	Dióxido de carbono	
	0.1M	
Paquete	botellas	
tamaño	500 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	